

Spezialkompetenz Rehydration in Homecare



innovativ · individuell · wirtschaftlich

Mangelndes Durstempfinden, vor allem älterer Menschen, oder die Einnahme wasserentziehender Medikamente führen häufig zur **Dehydration des Körpers**. Um eine Exikkose zu verhindern, muss der körpereigene Wasserhaushalt unbedingt wieder normalisiert werden. Trotz intensivster Bemühungen der Pflegekräfte lässt sich eine orale Flüssigkeitszufuhr nicht immer gewährleisten. Hier ist die **subkutane Flüssigkeitsgabe über eine Infusionspumpe** zu empfehlen. Sie ermöglicht auch ohne Klinikaufenthalt die exakte Vorgabe einer bestimmten Infusionsmenge. So wird sichergestellt, dass **die richtige Flüssigkeitsmenge im richtigen Zeitraum** zugeführt wird. Die Infusion erfolgt sicher und lageunabhängig. Schmerzhaftere Ödembildungen werden vermieden. Die Infusionspumpenversorgung ermöglicht dem Patienten höchste Mobilität.

CC care aktiv sorgt dafür, dass diese Rehydrationstherapie vom Pflegepersonal in Homecare einfach, sicher und mit geringem Aufwand durchgeführt werden kann. Dazu gehören Therapieeinstrweisung und -begleitung sowie zuverlässige Materialversorgung.



Anspruchsvolle Infusionstherapien in Homecare



Welche Leistungen erbringt CC care aktiv?

- + Einführung der Therapie und Einweisung des betreuenden Pflegepersonals
- + Versorgung mit Infusionslösungen und Material, das fürs Handling in Homecare besonders geeignet ist
- + Begleitung des Patienten über den gesamten Therapiezeitraum
- + Patientenorientierte und wirtschaftliche Vorgehensweise
- + Leitliniengerechte Kontrolle und Dokumentation des Therapieverlaufs

Was sind die Vorteile der Versorgung durch CC care aktiv?

- + Weniger Krankenhausaufenthalte
- + Mehr Lebensqualität für den Patienten
- + Kompetenzerweiterung professionell Pflegender
- + Effizientere Einbindung pflegender Angehöriger
- + Ressourcenoptimierung im Gesundheitssystem

► **Sie wollen nähere Informationen? Bitte mit Stempel und Ansprechpartner rückfaxen an: 09 11 - 97 55 91 - 12**



Ansprechpartner

Funktion

Durchwahl